


شماره فرم: RC-FO-019	فرم راهنمای آماده سازی بیمار قبل از انجام خونگیری آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی	
شماره بازنگری: 01		

بسمه تعالی

مراجعین محترم

با استناد به دستورالعمل آماده سازی بیمار قبل از نمونه گیری به شماره سند 23-LA-002.

لطفا قبل از انجام خونگیری، موارد زیر را رعایت نمایید:

- ۱- هنگام خونگیری ناشتا نبوده و از قبل مایعات شیرین و مواد غذایی مصرف کنید.
- ۲- اگر جهت انجام آزمایش کاربوتایپ (کشت کروموزومی) مراجعه کرده اید، از سه روز قبل باید هیچ گونه دارویی اعم از آنتی بیوتیک ها و داروهای هورمونی استفاده نکرده باشید.
- ۳- بیماران هموفیلی و افرادی که دارای نقص فاکتورهای انعقادی می باشند، در صورت لزوم باید قبل از نمونه گیری فاکتور انعقادی خود را تزریق کرده باشند.
- ۴- در صورتی که حین خونگیری سابقه بیهوش شدن و افت فشار خون دارید، قبل از خونگیری فرد نمونه گیر را در جریان قرار دهید.
- ۵- در صورت داشتن سابقه بیماری های واگیر دار، هیپاتیت، ایدز و ... ، قبل از خونگیری فرد نمونه گیر را در جریان قرار دهید.

در صورتی که خونگیری را در مراکز دیگری انجام می دهید، موارد زیر را رعایت نمایید:

- ۱- بر اساس دستور پزشک مشاور و بسته به نوع آزمایش میزان سی سی خون دارای ماده ضدانعقاد هپارین/ EDTA مورد نیاز می باشد. (نمونه های دریافتی نباید لخته و یا لیز شده باشند).
- ۲- نام و نام خانوادگی افراد باید به صورت خوانا روی لوله های حاوی نمونه قید شود.
- ۳- نمونه ها برای ارسال باید در مجاورت یخ قرار گیرند ولی باید جهت قرار گیری آنها به گونه ای باشد که در صورت ذوب شدن یخ، از مخدوش شدن برچسب روی لوله ها و ناخوانا شدن اسامی جلوگیری شود.
- ۴- نمونه ها برای ارسال باید به گونه ای بسته بندی شوند که در طول مسیر از ریختن آنها جلوگیری شود.
- ۵- نمونه خون متقاضیان انجام آزمایشات سیتوژنتیک (کاربوتایپ) باید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از نمونه گیری به آزمایشگاه برسند و هنگام انتقال به هیچ عنوان نباید در تماس مستقیم با یخ باشند (نباید فریز شوند).

با تشکر

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی